


E 500
Complemento
para colocação perfeita de 8 molduras.



- Equipado com 8 separadores, distância 53 mm

Código EAN: 4002512431439 / Número de material: 05376820 /
Número de material antigo: 69550001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
IR 6002	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	8
Distância entre suportes em mm	53
Altura dos suportes em mm	300
Capacidade	
Placas [número]	8
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	400
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	545
Peso líquido em kg	2,20
Peso bruto em kg	3,50