

DGGL 4

Recipiente para cozinhar a vapor perfurado

Para todos os fornos a vapor DG, exceto DG 7000.

Código EAN: 4002512445009 / Número de material: 05379570 /  
Número de material antigo: 22996087D



- Para cozinhar legumes, peixe, carne e batatas sem caldo
- Perfeito para descongelar alimentos congelados
- Capacidade: 4,0 l, Volume útil: 3,1 l
- Medidas externas L x P x A: 325 x 265 x 60 mm
- Acessórios profissionais de produção europeia