


E 747

Módulo de injetores

para colocação perfeita de, por ex., tubos centrifugação, vials e tubos ensaio.



- 104 inject. para tubos de centrif., Vials, tubos de ensaio etc.
- 104 injectores 2,5 x 110 mm

Código EAN: 4002512591218 / Número de material: 05464630 /  
Número de material antigo: 69574701D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
<b>Capacidade</b>	
Tubos de ensaio [número]	104
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	168
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	496
Medida exterior, altura bruta em mm	650
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	810
Peso líquido em kg	38,00
Peso bruto em kg	44,00