

E 744

Módulo de injetores

para colocação perfeita de vidraria de colo estreito 500 - 1.000 ml.



- Com 16 injetores (E 352) 6 x 220 mm com bloqueio (E 354)

Código EAN: 4002512591171 / Número de material: 05555260 /
Número de material antigo: 69574401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	16
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	250
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	496
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	9,70
Peso bruto em kg	10,00