


E 746

Módulo de injetores
para colocação perfeita de até 23 pipetas.



- Adequado para 23 pipetas dispostas na diagonal
- 10 pipetas até 560 mm e 13 pipetas até 490 mm
- Distância entre barras 20 ou 26 mm

Código EAN: 4002512591195 / Número de material: 05555280 /
Número de material antigo: 69574601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Capacidade	
Pipetas [número]	23
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	330
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	496
Medida exterior, altura bruta em mm	400
Medida exterior, largura bruta em mm	590
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	24,60
Peso bruto em kg	25,00