

E 469

Casquilho

p/ colocação perfeita instrumentos cirurgia minim. invasiva L. 300 mm, Ø 11 mm.



- Tampa, abertura Ø 6 mm
- Com abraçadeira de fixação

Código EAN: 4002512598446 / Número de material: 05563950 /  
Número de material antigo: 69546901D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Casquilho	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	300
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	145
Medida exterior, largura bruta em mm	265
Medida exterior, profundidade bruta em mm	155
Diâmetro em mm	6
Peso líquido em kg	0,05
Peso bruto em kg	0,05