


E 750  
Moldura  
para fixação ótica de diversos complementos.



- Molduras de suporte para fixação de complementos E 106 até E 111

Código EAN: 4002512606288 / Número de material: 05567510 /  
Número de material antigo: 69575001D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de biberões	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	37
Medida exterior, largura líquida em mm	544
Medida exterior, profundidade líquida em mm	486
Medida exterior, altura bruta em mm	570
Medida exterior, largura bruta em mm	600
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,00