

DOS-G2

Caixa da bomba em aço inoxidável  
com espaço para, no máximo, 3 bombas P2 para dosagem de líquidos.



- Bloco de terminais de 12 polos para uma ligação simples

Código EAN: 4002512614870 / Número de material: 05572530 /  
Número de material antigo: 59170079D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	540
Medida exterior, largura líquida em mm	540
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	185
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540

DOS-G2

Caixa da bomba em aço inoxidável  
com espaço para, no máximo, 3 bombas P2 para dosagem de líquidos.

Código EAN: 4002512614870 / Número de material: 05572530 /  
Número de material antigo: 59170079D



Peso líquido [kg]	2,30
Peso bruto em kg	2,50