

E 752 Módulo de injetores para colocação perfeita de vidraria de colo estreito 100 - 1.000 ml.



- Com 12 injectores (E 351) 4 x 160 mm com bloqueio (E 353)
- Com 13 injectores (E 352) 6 x 220 mm com bloqueio (E 354)

Número de material antigo: 69575201D	
Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	25
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	260
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	496
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	9,70
Peso bruto em kg	10,00

Código EAN: 4002513197471 / Número de material: 05647640 /