

E 477  
Batentes  
para conj. instrumentos micro.



- Aplicável em cestos de rede com malha 5 mm
- 20 unidades por saco

Código EAN: 4002513239119 / Número de material: 05692390 /  
Número de material antigo: 69747701D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Cinzeno
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,04