


E 470

Injetor

para uso em carros injectores, Ø 2,5 x 90 mm.



- Adequado para carro injector, aparafusável
- Ideal p/ p.e. garrafas, balões Erlenmeyer e balões colo estreito

Código EAN: 4002513248814 / Número de material: 05701580 /  
Número de material antigo: 69547001D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	90
Medida exterior, largura líquida em mm	3
Medida exterior, profundidade líquida em mm	3
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Diâmetro em mm	3
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,03