

E 755

Módulo de injetores

para colocação perfeita de vidraria de colo estreito 25 - 100 ml.



- Equipado com 36 injectores (E 470) 2,5 x 90 mm com suporte

Código EAN: 4002513248821 / Número de material: 05701590 /

Número de material antigo: 69575501D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de colo estreito [número]	36
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	496
Medida exterior, altura bruta em mm	545
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	4,80
Peso bruto em kg	5,40