


E 908/1

Complemento

p/ colocação perfeita de instrumentos CMI desmontáveis/dep. trabalho ou óptico.



- Malha com 8 x 1 mm (base), laterais fechadas
- Divisão interna de ajuste individual com 4 suportes
- Gancho para pendurar no E 906/1

Código EAN: 4002513252286 / Número de material: 05704010 /
Número de material antigo: 69590802D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos CMI	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	36
Medida exterior, altura bruta em mm	150
Medida exterior, largura bruta em mm	505
Medida exterior, profundidade bruta em mm	100
Peso líquido em kg	0,68
Peso bruto em kg	0,85