

## DOS G 10

Doseador para recipientes de 5-10L

para dosagem automática de detergentes líquidos com indicador de vazio.



- Para dosagem de secante
- 22 mm lança de sucção para recipientes de 5-10 l
- Conj. adapt. lança succ. p/ dep. 10-30-l obt. via serviço assist.
- Dosagem até 22 ml/60 segundos

Código EAN: 4002513283259 / Número de material: 05729360 /  
Número de material antigo: 69747006D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50-60
Potência total em kW	0,02
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	118
Medida exterior, largura líquida em mm	235
Medida exterior, profundidade líquida em mm	115
Medida exterior, altura bruta em mm	310
Medida exterior, largura bruta em mm	420
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	2,42
Peso bruto em kg	2,81