

DE-CS7-78

Tampo da máquina

para cobertura superior da máquina, 70 cm prof., 90 cm larg.



Código EAN: 4002513297560 / Número de material: 05744740 /
Número de material antigo: 69216009D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
Categoria do produto	
Tampa	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	900
Medida exterior, profundidade líquida em mm	700
Medida exterior, altura bruta em mm	50
Medida exterior, largura bruta em mm	820
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1010
Peso líquido em kg	6,80
Peso bruto em kg	8,60