

E 957

Carro

para colocação perfeita de até 12 itens de vidraria de laboratório de grande volume.



- Equipado com 12 injetores com Ø 10 mm
- Moldura de suporte ajustável em altura
- Régua magnética para reconhecimento automático do carro
- Altura de montagem máx. a partir do encosto em estrela: 615 mm

Código EAN: 4002513298789 / Número de material: 05746300 /  
Número de material antigo: 69595701D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8527	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros carros	•
Módulo para vidraria de laboratório de grande volume	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Altura máxima de carga em mm	615
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Capacidade</b>	
Vidraria de laboratório de grande volume [número]	12
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	353
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	390
Medida exterior, largura bruta em mm	665
Medida exterior, profundidade bruta em mm	805
Peso líquido em kg	16,98
Peso bruto em kg	17,45