

E 131/1

Complemento

para colocação perfeita de 5 cestos de rede/reniformes.



- Adequado para 5 cestos de rede ou reniformes
- Equipado com 6 suportes, altura: 160 mm mm, distância: 80 mm mm

Código EAN: 4002513317336 / Número de material: 05771030 /
Número de material antigo: 69513102D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para cesto de rede	•
Complemento para reniformes/alguidares	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Distância entre suportes em mm	80
Altura dos suportes em mm	160
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Reniformes [número]	5
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	168
Medida exterior, largura líquida em mm	180
Medida exterior, profundidade líquida em mm	495
Medida exterior, altura bruta em mm	185
Medida exterior, largura bruta em mm	200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	0,61
Peso bruto em kg	0,90