

E 492

Complemento
para colocação perfeita de reniformes.



- Equipado com 9 suportes, altura: 86 mm mm, distância: 49 mm mm
- Utilizável no cesto inferior

Código EAN: 4002513317343 / Número de material: 05771140 /
Número de material antigo: 69549201D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para reniformes/alguidares	•
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Distância entre suportes em mm	49
Altura dos suportes em mm	86
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de reniformes	•
Capacidade	
Reniformes [número]	9
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	120
Medida exterior, largura líquida em mm	256
Medida exterior, profundidade líquida em mm	474
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	320
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,06
Peso bruto em kg	1,31