


E 963

Complemento

para colocação perfeita de copos de vidro até 250 ml.



- Equipado com 33 x 3 barras de apoio para copos até 250 ml

Código EAN: 4002513369236 / Número de material: 05848300 /
Número de material antigo: 69596301D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Copos graduados [número]	98
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	155
Medida exterior, largura líquida em mm	357
Medida exterior, profundidade líquida em mm	522
Medida exterior, altura bruta em mm	285
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	1,58
Peso bruto em kg	1,70