

O 177/1

Cesto superior

para limpeza perfeita com 26 injectores e colocação de diversos complementos.



- Lado direito para colocar diversos complementos
- Lado esquerdo com 26 injectores e 7 funis fornecidos em separado
- Equipado com grelha suporte regulável em altura
- • Altura de montagem 230/205 mm
- Ajustável em altura: – 20 / – 40 mm

Código EAN: 4002513412413 / Número de material: 05913050 /
Número de material antigo: 69117702D

| | |
|---|--------------------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar térmicas | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Categoria do produto | |
| Suportes de cestos | • |
| Cesto superior | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor | Aço inoxidável, Preto |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de instrumentos de ORL | • |
| Reprocessamento de instrumentos dentários | • |
| Capacidade | |
| Instrumentos de transferência [número] | 11 |
| Instrumentos ocós [número] | 22 |
| Ligação elétrica padrão | |
| Número de fases | 0 |
| Tensão em V | 0 |
| Frequência em Hz | 0 |
| Potência total em kW | 0,00 |
| Fusível em A | 0 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 263 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 498 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 455 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 280 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 545 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 560 |
| Peso líquido em kg | 3,70 |
| Peso bruto em kg | 4,52 |