

E 441/1

Complemento

para colocação perfeita de instrumentos Micro.



- A malha da base tem 1,7 mm
- Os lados são fechados, empilháveis
- Divisões internas com 6 suportes reguláveis p/ arrumação cuidada
- Pode ser esterilizado a vapor a 121 °C/134 °C

Código EAN: 4002513460476 / Número de material: 05988240 /

Número de material antigo: 69544102D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para instrumentos CMI	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	60
Medida exterior, largura líquida em mm	183
Medida exterior, profundidade líquida em mm	284
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	210
Medida exterior, profundidade bruta em mm	315
Peso líquido em kg	0,77
Peso bruto em kg	0,92