

## DOS G 60/1

Doseador para recipientes de 5-10L

para dosagem automática de líquidos, com monitorização do nível de enchimento.



- Aplicável em todos os PG 8535
- Aplicável via comando eletrónico da máquina
- Comprimento 300 mm Tubo de sucção para recipientes de 5-l
- Comprimento do tubo guia: 1,90 m

Código EAN: 4002513464269 / Número de material: 05996260 /

Número de material antigo: 69747007D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 8066	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem externo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Taxa de transferência em ml/60 s	120
Comprimento da lança de sucção em mm	200
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	230-240
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,02
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	118
Medida exterior, largura líquida em mm	235
Medida exterior, profundidade líquida em mm	107
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	295
Medida exterior, profundidade bruta em mm	430
Peso líquido em kg	2,60
Peso bruto em kg	3,00