


A 9/1

Cobertura

para limpeza cuidada de materiais sensíveis por refração do jato de lavagem.



- Recorte 7 x 7 mm, barra 3 mm

Código EAN: 4002513531176 / Número de material: 06097010 /
Número de material antigo: 69500902D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
Categoria do produto	
Base	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	773
Medida exterior, profundidade líquida em mm	573
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	870
Medida exterior, profundidade bruta em mm	590
Peso líquido em kg	1,70
Peso bruto em kg	1,80