


E 745/1

Módulo de injetores

para colocação perfeita de até 104 pipetas.



- Adequado para 104 pipetas até 540 mm
- Armação de suporte Tamanho das divisórias 16 x 16 mm

Código EAN: 4002513735406 / Número de material: 06233580 /
Número de material antigo: 69574502D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	104
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	288
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	496
Medida exterior, altura bruta em mm	415
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	590
Peso líquido em kg	24,60
Peso bruto em kg	25,00