


FRZ 01

Fluxímetro

para a determinação da quantidade exacta de entrada de água.



- Indicado para PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207
- Indicado para PW 6163, PW 6243, PW 6323

Código EAN: 4002513752489 / Número de material: 06256860 /  
Número de material antigo: 59510030D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Gama dos aparelhos/acessórios</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
<b>Categoria do produto</b>	
Fluxímetro	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Ligação elétrica	OHNE
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, largura líquida em mm	120
Medida exterior, profundidade líquida em mm	60
Medida exterior, altura bruta em mm	120
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	85
Peso líquido [kg]	0,60
Peso bruto em kg	0,70