

MF/3

Carro de transporte  
para carga & descarga de máquinas de lavagem & desinfecção.



- Para um fácil manuseamento de carros de instrumentos
- Mecanismo de elevação através de pedal
- Equipado com 2 rodas reguláveis
- Nível de entrada 751 mm, +/- 100 mm

Código EAN: 4002513771114 / Número de material: 06392900 /  
Número de material antigo: 69200107D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistemas de arrumação/transporte	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1182
Medida exterior, largura líquida em mm	660
Medida exterior, profundidade líquida em mm	807
Medida exterior, altura bruta em mm	430
Medida exterior, largura bruta em mm	800
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	34,20
Peso bruto em kg	52,40