

Set Tischfüße 100 mm  
Kit de pernas de mesa  
para adaptação a uma altura de operação ideal.



- Indicado para mesas universais T 625 UR/UL e T 1200 UR/UL
- Indicado para mesas universais T 625 BUR/BUL e T 1200 BUR/BUL
- Composto por 2 pés de mesa

Código EAN: 4002513796582 / Número de material: 06424300 /  
Número de material antigo: 67820024D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Categoria do produto</b>	
Mesa/Acessórios para mesas	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	100
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	610
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso líquido em kg	0,75
Peso bruto em kg	0,98