


U 175/1

Cesto inferior

para colocação perfeita de vidraria de colo estreito.



- Equipado com 33 injectores
- Altura de montagem: 170 mm mm*
- Pode ser usado só em ligação c/ cesto sup. O 175 / O 187 / O 184

* Dependendo da vidraria, a altura de carga máx. pode ser inferior.

Código EAN: 4002513805543 / Número de material: 06439170 /
Número de material antigo: 69117503D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Altura máxima de carga em mm	170
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	33
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	250
Medida exterior, largura líquida em mm	475
Medida exterior, profundidade líquida em mm	531
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	6,40
Peso bruto em kg	7,65
Incluído na embalagem	
E 351 injetor Ø 4 mm, comprimento 160 mm [número]	33
E 353 fixador para injetores E 351 [número]	33
Injetor para doseador de pó [número]	1