


U 184/1

Cesto inferior

para colocação perfeita de tubos de centrifugação, vials, tubos de ensaio.



- Equipado com 96 injectores
- Pode ser usado só em ligação c/ cesto sup. O 175 / O 187 / O 184
- Altura de montagem: aprox. 170 mm

Código EAN: 4002513805659 / Número de material: 06439180 /
Número de material antigo: 69118403D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Altura máxima de carga em mm	170
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de tubos de ensaio	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	250
Medida exterior, largura líquida em mm	515
Medida exterior, profundidade líquida em mm	531
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	5,00
Peso bruto em kg	6,00
Incluído na embalagem	
ID 90 Injetor Ø 2,5 mm, comprimento 90 mm [número]	96