

E 436/3

Carro

para colocação perfeita de aprox. 3 conjuntos para anestesia.



- Adequado para aprox. 3 conjuntos de anestesia
- 8 injectores com mola para tubos de respiração até 1,5 m comp.
- Colocação em forma de espiral
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Fixador ML/2 p/ reconhecimento auto. carro/sensor braço aspensor

Código EAN: 4002513805673 / Número de material: 06439240 /
Número de material antigo: 69543604D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de anestesia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Capacidade	
Conjuntos AN [número]	3
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	507
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	535
Medida exterior, altura bruta em mm	510
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	520
Peso líquido em kg	6,60
Peso bruto em kg	7,00
Incluído na embalagem	
E 430/1 1/3 cestos de rede [número]	1
E 431 injetor para foles, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 suporte para tubos de ventilação de foles [número]	1
E 433 suporte para tubos de ventilação em silicone [número]	2
E 434 suporte para tubos de ventilação de crianças [número]	1
E 466 Injetor 8 x 333 mm, para ressuscitadores [número]	6
E 496 Injetor 4 x 120 mm [número]	10