

E 427

Complemento  
para colocação perfeita de 6 laringoscópios.



- Adequado para 6 laringoscópios

Código EAN: 4002513808209 / Número de material: 06442120 /  
Número de material antigo: 69542701D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para instrumentos de anestesia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	92
Medida exterior, largura líquida em mm	210
Medida exterior, profundidade líquida em mm	134
Medida exterior, altura bruta em mm	164
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	0,90
Peso bruto em kg	1,00