


U 874/1

Cesto inferior

para colocação otimizada de diversos complementos e cestos de rede.



- As alturas de montagem podem variar com diferentes cestos superiores
- Fixador para régua magnética ML/2 para reconhecimento automático do carro

Código EAN: 4002513808919 / Número de material: 06442940 /
Número de material antigo: 69187403D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	50
Medida exterior, largura líquida em mm	531
Medida exterior, profundidade líquida em mm	515
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	545
Peso líquido em kg	2,10
Peso bruto em kg	2,97