


U 874/1

Cesto inferior

para colocação otimizada de diversos complementos e cestos de rede.



- As alturas de montagem podem variar com diferentes cestos superiores
- Fixador para régua magnética ML/2 para reconhecimento automático do carro

Código EAN: 4002513808919 / Número de material: 06442940 /  
Número de material antigo: 69187403D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suportes de cestos	•
Cesto inferior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	50
Medida exterior, largura líquida em mm	531
Medida exterior, profundidade líquida em mm	515
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	545
Peso líquido em kg	2,10
Peso bruto em kg	2,97