

E 479

Encaixe

para conjuntos de microinstrumentos de 4 mm Ø.



- Aplicável em cestos de rede com malha 5 mm
- 50 unidades por saco

Código EAN: 4002513918175 / Número de material: 06553750 /
Número de material antigo: 69747901D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Encaixe	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Transparente
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	5
Medida exterior, largura líquida em mm	21
Medida exterior, profundidade líquida em mm	21
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	110
Medida exterior, profundidade bruta em mm	80
Peso líquido em kg	0,19
Peso bruto em kg	0,23