


A 11/1

Complemento

para limpeza cuidadosa de materiais sensíveis com refração do jato de lavagem.



- Com recortes 7 x 7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior
- Utilização recomendada na PG 8536

Código EAN: 4002513975680 / Número de material: 06629660 /  
Número de material antigo: 69501102D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Armação de base	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	433
Medida exterior, profundidade líquida em mm	433
Medida exterior, altura bruta em mm	16
Medida exterior, largura bruta em mm	470
Medida exterior, profundidade bruta em mm	470
Peso líquido em kg	0,80
Peso bruto em kg	1,00