


A 12/1

Complemento

para limpeza cuidada de materiais sensíveis com refração do jato de lavagem.



- Com recortes 7 x 7 mm
- Aplicável no cesto superior e inferior
- Utilização recomendada na PG 8536

Código EAN: 4002513975697 / Número de material: 06629670 /
Número de material antigo: 69501203D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Base	•
Armação de base	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	224
Medida exterior, profundidade líquida em mm	429
Medida exterior, altura bruta em mm	75
Medida exterior, largura bruta em mm	280
Medida exterior, profundidade bruta em mm	510
Peso líquido em kg	0,37
Peso bruto em kg	0,56