

E 430/1

Complemento

para colocação perfeita de diversos conjuntos de instrumentos.



- Composto por rede metálica com malha de 5 mm

Código EAN: 4002513984422 / Número de material: 06643200 /

Número de material antigo: 69743003D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Tabuleiro de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	40
Medida exterior, largura líquida em mm	150
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	160
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	0,36
Peso bruto em kg	0,48