


E 522/1

Complemento

para colocação perfeita de 9 moldeiras.



- Equipado com 9 suportes

Código EAN: 4002514072722 / Número de material: 06697010 /
Número de material antigo: 68552202D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Capacidade	
Moldeiras [número]	9
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	140
Medida exterior, largura líquida em mm	100
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	0,26
Peso bruto em kg	0,36