


E 522/1

Complemento  
para colocação perfeita de 9 moldeiras.



- Equipado com 9 suportes

Código EAN: 4002514072722 / Número de material: 06697010 /  
Número de material antigo: 68552202D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquina de lavar, pequena, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar SlimLine, medicina dentária	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Capacidade</b>	
Moldeiras [número]	9
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	140
Medida exterior, largura líquida em mm	100
Medida exterior, profundidade líquida em mm	190
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	240
Peso líquido em kg	0,27
Peso bruto em kg	0,36