

E 404/1

Carro

para colocação perfeita de até 38 pipetas.



- Adequado para 38 pipetas em 3 série
- 1.ªsérie: 10 pipetas 100 ml (até 550 mm), dist. entre barras 20 mm
- 2.ªsérie: 14 pipetas 25 ml, dist. entre barras 26 mm
- 3.ªsérie: 14 pipetas 10 ml, dist. entre barras 26 mm
- Sem fixador para régua magnética p/ reconhecimento auto do carro

Código EAN: 4002514087061 / Número de material: 06727910 /
Número de material antigo: 69540402D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Carro para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Número de filas	3
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	38
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	502
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	517
Medida exterior, altura bruta em mm	500
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	5,70
Peso bruto em kg	7,40