


U 874/2

Cesto inferior

para colocação de cestos de rede DIN convencionais e de complementos Miele.



- As alturas de montagem podem variar c/ diferen. cestos superiores

Código EAN: 4002514110967 / Número de material: 06756110 /

Número de material antigo: 69187404D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto inferior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	50
Medida exterior, largura líquida em mm	534
Medida exterior, profundidade líquida em mm	515
Medida exterior, altura bruta em mm	125
Medida exterior, largura bruta em mm	555
Medida exterior, profundidade bruta em mm	555
Peso líquido em kg	2,50
Peso bruto em kg	3,00