

E 901/2

Carro

para colocação perfeita de cestos de rede/bacias e instrumentos ocós.



- Equipado com 3 braços de lavagem integrados
- As alturas de montagem dos níveis individuais são diferentes
- A capacidade dos níveis individuais é diferente
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Régua magn. p/ reconhecimento automático carro (incl. íman ML)

Código EAN: 4002514219882 / Número de material: 06893870 /
Número de material antigo: 69590103D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Carro para instrumentos CMI	•
Carro para alguidares	•
Carro para cestos de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	12
Cestos de rede SPRI [número]	4
Instrumentos ocós [número]	8
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	590
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	720
Medida exterior, largura bruta em mm	830
Medida exterior, profundidade bruta em mm	780
Peso líquido em kg	26,50
Peso bruto em kg	30,00
Incluído na embalagem	
E 362 parafusos cegos [número]	3
E 447 Adaptador fêmea, para Luer-Lock macho [número]	2
E 449 Adaptador macho, para Luer-Lock fêmea [número]	2
E 980 Adaptador angular [número]	3
Injetor Ø 4 mm, comprimento 110 mm [número]	4
Injetor Ø 4 mm, comprimento 120 mm, com mola de fixação [número]	3
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1