

DOS K 60/1

Módulo doseador para recipientes de 5 litros

para dosagem automática de detergentes líquidos com indicador de vazio.



- Controlo dosagem – alta segurança processo, conf. DIN EN ISO 15883
- Para dosagem de detergente líquido/desinfetante químico
- 200 mm lança de sucção para recipientes de 5 l
- Conj. adapt. lança sucç. p/ dep. 10-30-l obt. via serviço assist.
- Dosagem até 120 Milliliter ml/60 segundos

Código EAN: 4002514254906 / Número de material: 06940340 /

Número de material antigo: 69747009D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7831	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Taxa de transferência em ml/60 s	120
Comprimento da lança de sucção em mm	200
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	230-240
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,02
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	118
Medida exterior, largura líquida em mm	235
Medida exterior, profundidade líquida em mm	115
Medida exterior, altura bruta em mm	290
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	420
Peso líquido em kg	2,60
Peso bruto em kg	3,00