

E 915/3

Carro

p/ colocação perfeita de aprox. 7 conj. AN ou 20 máscaras respirat. e acessório.



- Colocação em espiral dos tubos de respiração
- Sistema injector
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Régua magn. p/ reconhecimento automático do carro (incl. ímanes)

Código EAN: 4002514257983 / Número de material: 06943870 /  
Número de material antigo: 69591504D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro com ligação para secagem com ar quente	•
Carro para instrumentos de anestesia	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
<b>Capacidade</b>	
Conjuntos AN [número]	7
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	637
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	780
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	810
Peso líquido em kg	25,00
Peso bruto em kg	25,00
<b>Incluído na embalagem</b>	
E 142 complemento 1/2, cestos de rede DIN [número]	1
E 431 injetor para foles, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 466 Injetor 8 x 333 mm, para ressuscitadores [número]	10
E 496 Injetor 4 x 120 mm [número]	18
E 916 Suporte para 5 tubos de ventilação de foles [número]	1
E 917 Suporte para 5 tubos de ventilação em silicone [número]	4
E 918 Suporte para 5 tubos de ventilação de crianças [número]	1
Encaixes elásticos Ø 12 mm, para tubos de ventilação até 1,5 m de comprimento [número]	20
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1