


U 546

Cesto

c/ estrutura superior alta p/ inserção ideal de 36 copos com até 23 cm de altura.



- Com 36 compartimentos
- Tamanho das divisórias 73 mm x 73 mm
- Inclui conjunto de extensores composto por extensor curto e longo
- Estrutura superior ajustável até 23 cm em altura com extensor
- Largura 50, profundidade 50 cm, largura com flancos Gastronorm 53 cm


Código EAN: 4002514278728 / Número de material: 06984130 /  
Número de material antigo: 67654601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 546

Cesto

c/ estrutura superior alta p/ inserção ideal de 36 copos com até 23 cm de altura.



Código EAN: 4002514278728 / Número de material: 06984130 /  
Número de material antigo: 67654601D

<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para copos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Azul, Verde
Número de compartimentos	36
Largura do compartimento em mm	73
Comprimento do compartimento em mm	73
<b>Capacidade</b>	
Copos entre 140–175 mm de altura [número]	36
Copos entre 200–230 mm de altura [número]	36
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	266
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	520
Peso líquido em kg	2,90
Peso bruto em kg	3,40