


U 544

Cesto

c/ estrutura superior alta p/ inserção ideal de 16 copos com até 23 cm de altura.



- Com 16 compartimentos
- Tamanho das divisórias 113 mm x 113 mm
- Inclui conjunto de extensores composto por extensor curto e longo
- Estrutura superior ajustável até 23 cm em altura com extensor
- Largura 50, profundidade 50 cm, largura com flancos Gastronorm 53 cm


Código EAN: 4002514278766 / Número de material: 06984190 /
Número de material antigo: 67654401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 544

Cesto

c/ estrutura superior alta p/ inserção ideal de 16 copos com até 23 cm de altura.



Código EAN: 4002514278766 / Número de material: 06984190 /
Número de material antigo: 67654401D

Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Azul, Amarelo
Número de compartimentos	16
Largura do compartimento em mm	113
Comprimento do compartimento em mm	113
Capacidade	
Copos entre 140–175 mm de altura [número]	16
Copos entre 200–230 mm de altura [número]	16
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	266
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	190
Medida exterior, profundidade bruta em mm	260
Peso líquido em kg	3,10
Peso bruto em kg	3,60