

E 792

Tubo de silicone com ligação para ligação às conexões Luer-Lock, macho.



- Com ligação Luer-Lock macho
- Comprimento 160 mm
- 4 tubos de silicone por embalagem

Código EAN: 4002514283029 / Número de material: 06989160 /  
Número de material antigo: 69779201D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Transparente
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	160
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	260
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido em kg	0,20
Peso bruto em kg	1,00