


E 949

Módulo de injetores

para colocação perfeita de 8 pinos ou agulhas intramedulares.



- Equipado com 8 encaixes para agulha intramedular*
- Equipado com 6 acessórios de prolongamento para pregos de osso**

* Os encaixes são pré-montados.

** Os acessórios de prolongamento são fornecidos em separado.

Código EAN: 4002514312040 / Número de material: 07025320 /
Número de material antigo: 69594901D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Capacidade	
Broca de cavidade medular [número]	8
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	115
Medida exterior, largura líquida em mm	352
Medida exterior, profundidade líquida em mm	558
Medida exterior, altura bruta em mm	290
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	35,00
Peso bruto em kg	45,00