

E 955

Complemento

para colocação perfeita de calibres de perfuração Ø 3 - 15 mm, comp. máx. 125 mm



Código EAN: 4002514312057 / Número de material: 07025330 /
Número de material antigo: 69595501D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	85
Medida exterior, largura líquida em mm	221
Medida exterior, profundidade líquida em mm	156
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso líquido em kg	1,00
Peso bruto em kg	1,00