

E 703/1

Encaixe

para colocação perfeita de até 7 instrumentos ocós.



- Módulo injector para o carro E 525/2 e E 701/2

Código EAN: 4002514312064 / Número de material: 07025350 /
Número de material antigo: 69570302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7824	•
G 7826	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
Capacidade	
Instrumentos ocós [número]	7
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	170
Medida exterior, largura líquida em mm	80
Medida exterior, profundidade líquida em mm	555
Medida exterior, altura bruta em mm	680
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	650
Peso líquido em kg	0,85
Peso bruto em kg	1,00
Incluído na embalagem	
E 362 parafusos cegos [número]	3
E 447 Adaptador fêmea, para Luer-Lock macho [número]	1
E 449 Adaptador macho, para Luer-Lock fêmea [número]	2
E 980 Adaptador angular [número]	3
Injetor Ø 4 mm, comprimento 110 mm [número]	3
Injetor Ø 4 mm, comprimento 120 mm, com mola de fixação [número]	3